

お問い合わせに関するご相談は

aorela
massage

クッションマッサージ めぐり

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈けゅう(痛)、急性静脈けゅう(痛)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温 38℃以上(有熱期)の方。例1) 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2) 衰弱しているとき。・骨短しょう(縮)症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(痙)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方。又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●日本国内でご使用ください。

製品に関するお問い合わせ

TEL 0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO_Corporation



@alinco_fitness



@alinco_fitness

web カタログ



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。

●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器

FNUENNG- ver.1.0

めぐりのある
良い暮らし

color
variation



MCR8019(A)



MCR8019(T)

首から肩、背中や腰などの上半身や手のひらや腕、ふくらはぎや足裏も乗せるだけでマッサージ。

クッションマッサージ めぐりで 日々の癒しにワンモア!



1. 4つのもみポイント

左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起があり、コリをぐいぐいと刺激し揉みほぐします。



2. あったかヒーター

人肌程度に部位を温める、あったかランプを搭載。じんわり温まりマッサージをアシストします。



3. 強/弱の布カバー調節

布カバーを掛けてマッサージをすると、当たりを柔らかくできます。



4. カンタンなボタン操作

電源ボタンを1度押すとマッサージを開始。もう1度押すと、ヒーターがON。さらに押すと、電源がOFFになります。



オートオフ機能

15分が過ぎると自動的にマッサージを停止。揉みすぎや揉み返しの防止になります。

月々の電気代

1日15分使っても、気になる電気代は月々約3円。
経済的な負担も少なく使用できます。
(※電力量料金単価27円/kwhで算出)

製品仕様

○販売名: クッションマッサージ めぐり ○品番: MCR8019 A/T ○製品サイズ: W340×D235×H110mm ○製品質量(重量): 約 1.5kg(AC アダプター含む) ○電源: AC100V50/60Hz
○定格消費電力: 11.5W(電動機 7.0W/電熱部 4.5W) ○定格時間: 15分 ○材質: 本体…ウレタン、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、本体カバー…ポリエステル
○生産国: 中国 ○JAN: (A)4969182517163、(T)4969182517170 ○医療機器認証番号: 228AGBZX00102000



腕

揉まれると、意外と気持ちいい部位です。



首・背中から腰

こり固まりやすい首や肩、疲れやすい背中や腰に。
ぐいぐい揉みほぐしてすっきり。



ハンドマッサージ

手のひらの疲れをぐりぐりとマッサージ。



ふくらはぎ・足裏

疲れを溜めてこり固まる前に、毎日のケアが大切です。



ソファ、座椅子やベッドの上に寝転がってもご使用いただけます。



効果・効能

疲労回復、血行促進
筋肉のコリ・疲れをほぐす、
神経痛・筋肉痛の緩和

全身に使える!

コリをほぐして、
いいこと尽くし!

身体のおちこちがこつてしまつて、痛かつたり怠かつたりすると、それだけで気持ちまで下がってしまうもの。
毎日、気持ちいいマッサージでコリをほぐして血行を良くし、身体をすっきりさせてみませんか?